

腸內營養施用 Omni 泵浦

本資訊並不旨在替代專業建議。
因此，請遵照您的醫生、營養師、護士或藥劑師的建議。

準備開始

使用清潔的工作區域。用肥皂及溫水徹底清潔雙手，至少揉搓 20 秒。如果沒有肥皂及水，可使用含酒精的消毒洗手液。用乾淨的毛巾擦乾雙手。

1. 準備居家管飼

- A. 收集您的配方食物與用品，放在乾淨的工作區域。（圖 1）
- B. 確認配方食物盒上的到期日，確保配方食物名稱跟您的訂單相符。用乾淨的抹布擦拭頂部，開封前搖勻。

配方食物盒應於打開後立即蓋上蓋子並冷藏。產品不應在飼袋中懸掛超過 12 小時（如果使用的是沖調粉末，則不應在袋中懸掛超過 4 小時）。在 24 小時內或根據製造商的建議使用或棄置已打開的配方食物。

- C. 在腿上放一條毛巾，因為在施用過程中配方食物可能會溢出。
- D. 坐直或者將床頭抬起至少 30 至 45 度。在管飼期間及之後至少一小時，請勿平躺。



2. 施用管飼

- 豎直持握飼袋，打開蓋子，填充規定的配方食物量，然後牢固蓋上蓋帽。(圖 2)
- 按下泵浦正面下部的電源鍵開啟泵浦。(圖 3)
- 按下相應的功能表選擇按鈕 ▶「KEEP SETTINGS」(保持設定) 或 ▶「CLEAR SETTINGS」(清除設定) 以執行需要的動作。

日常操作請選擇「KEEP SETTINGS」(保持設定)。

- 按照螢幕上的動畫說明，將餵飼盒裝入泵浦中。當聽到「卡嗒」一聲時，表示餵飼盒已正確安裝。(圖 4)「Set Loaded」(已裝載套件) 螢幕將確認餵飼盒已正確安裝。從管子末端取下透明塑膠套。(圖 5)
- 準備好灌注時，按下 ▶「PRIME」(灌注)，然後按下 ▶「AUTO PRIME」(自動灌注) 以開始灌注。(圖 6)
- 按住 ▶「PRIME FEED」(灌食)，手動將配方食物輸送到管子末端，然後按下 ▶「DONE」(完成)。
- 按下 ▶「ADJUST RATE」(調整速度)，然後使用 + 和 - 按鈕增加或減少速度。設定好速度後選擇 ▶「OK」(確定)。(圖 4)
- 如果飼管有夾具，那麼在打開飼管的末端之前，請確保夾具處於關閉狀態。如果飼管沒有夾具，那麼在打開末端之前用手指捏住飼管。
- 打開飼管帽，打開管子夾具，用水慢慢沖洗飼管。(圖 7)
- 將已灌注飼袋的末端與飼管連接。按下 ▶「START」(開始) 開始餵飼。
- 餵飼完成後，斷開飼袋的連接，使用注射器用水慢慢沖洗飼管。
- 蓋上飼管末端，並關閉管子夾具。
- 按下電源按鈕關閉泵浦。
- 在餵飼間隔期，使用溫水徹底沖洗飼袋。

每 24 小時使用一個飼袋。



餵飼時間表

| | |
|---------|--|
| 配方食物名稱： | |
| 目標量/天： | |
| 目標速度： | |
| 間隔/頻率： | |
| 額外備註： | |

施用水沖洗

施用水沖洗是為了給患者充分補水，並防止輸液管堵塞。

- 使用 60 mL 的注射器用溫水緩慢沖洗飼管。
- 餵飼前用 _____ mL 水沖洗，餵飼後用 _____ mL 水沖洗
- 每天用額外 _____ mL 水沖洗

沖洗輸液管時不要用力過猛。

確保成功的提示

- 如果您的胃不舒服或正在嘔吐，請勿進行管飼。
- 如果有飽腹的不舒服感覺，請減慢餵飼速度，或等待一小時後再進行餵飼。
- 請勿向輸液管注入配方食物或水以外的任何東西，除非醫療照護提供者有明確的指示。

您的 Option Care Health 團隊
全年無休隨時待命為您效勞。



掃描 QR 碼查看教學影片並獲取
額外教育資源，或造訪



optioncarehealth.com/education



您的 Option Care Health 團隊全年
無休隨時待命為您效勞。